

# MonaLisa Touch™

[www.dekalase.com](http://www.dekalase.com)

**V<sup>2</sup> LR**

**(Vulvo- Vaginal Laser Reshaping)**



The Code of Excellence

# MonaLisa Touch<sup>TM</sup>

*Vraćanje biološkog sata*

V<sup>2</sup> LR (Vulvo- Vaginal Laser Reshaping)

**DEKA**

The Code of Excellence

# Što je MonaLisa Touch™

- ❑ *Prva lasersko asistirana tehnologija za tretman atrofije rodnice, zatezanja, poboljšanja seksualnog užitka, preoblikovanje i izbijeljivanje stidnice, tretman perianalnog područja.*
- ❑ *Koristi bezbolno, bez gubitka vremena, bez kontraindikacija prvu i najnoviju tehnologiju CO<sub>2</sub> lasersku metodu koristeći posebni i namjenski laserski pulsni oblik vala (DEKA Pulse).*
- ❑ *Cilj je POTPUNA regeneracija tkiva rodnice na osnovi djelovanja fibroblasta vaginalne sluznice radi povećane hidratacije, elastičnosti i jačanja vanjskog epitela (mehanički i biološki).*

# Kako radi **MonaLisa Touch**<sup>TM</sup>

- ❑ *Koristeći novi nastavak koji tretira u rasponu od 360° postavlja se u rodnicu kroz skalirani prsten kako bi se izbjegla neugoda kod pacijenta.*
- ❑ *Nastavak omogućava isporuku fokusiranog razlomljenog CO<sub>2</sub> laserskog svjetla direktno na vaginalno tkivo u dubini od 2-3 milimetara, bez rizika od opekline, infekcija, trauma, krvarenja.*
- ❑ *Novi nastavak od 360° ima gradirajuću skalu kako bi omogućio korisniku da zna gdje treba tretirati i kako ga pozicionirati kako bi obavio kompletan tretman.*

# Kako radi MonaLisa Touch™

- ❑ *Nakon tretmana laserom fibroblast iz sluznice počinje proizvoditi glavnu substancu koja se nalazi u rodnicama mlađih osoba kao što su kolagen, elastin, proteoglikozaminoglikani (PGAS), heparinoidi, hijaluronska kiselina i drugi proteini.*
- ❑ *Krajnji rezultat ovog biološkog procesa je 15-20 godina pomlađena rodnica sa nestankom svih loših simptoma te biološkim, fiziološkim i funkcionalnim obnavljanjem*

## Tko su MonaLisa Touch<sup>TM</sup> pacijenti?


- Višerotkinje zbog porođajnih ozljeda i oštećenja potpornog sustava zdjeličnog dna i elastičnosti vaginalnih stijenka*
- Sve pacijentice koje ne mogu koristiti hormonsku terapiju (nakon raka dojke, nakon endometrioze)*
- Žene koje ne žele koristiti hormonsko nadomjesno liječenje.*
- Žene nakon poroda, žene u pre- i post menopauzi*
- Tegobe: urogenitalna atrofija, inkontinencija, lihen sklerozus*

## Koliko traje tretman

- 3 tretmana svaki nakon 30 dana– kontrola nakon 12 mjeseci.*
- Svaki tretman ne traje duže od 3 minute i potpuno je bezbolan*
- Nema potrebe za anestezijom, hospitalizacijom ili drugim protokolima nakon tretmana*
- Nema gubitka vremena i zastoja u radu*

# MonaLisa Touch™ rezultati

- ❑ Rezultati vidljivi već nakon prvog tretmana
- ❑ *40% prirodne gustoće se vraća već nakon 30 dana (učvršćenje)*
- ❑ Svi neželjeni simptomi (kao što su suhoća, bol, peckanje, svrbež, iscjedak, krvarenje) nestaju u potpunosti
- ❑ Značajno poboljšanje seksualnog života



The Code of Excellence

